


beurer FC 52 Laguna



Gesichtsbürste | Facial brush | Brosse cosmétique visage | Cepillo facial | Spazzola facciale | Yüz Fırçası

Gerätebeschreibung | Device description | Description de l'appareil | Descripción del aparato | Descrizione dell'apparecchio | Cihaz açıklaması



- Reinigungsbereich | Cleansing area | Zone de nettoyage | Zona de limpeza | Area di pulizia | Temizleme bölgesi
- Massagebereich | Massage area | Zone de Massage | Zona de masaje | Area di massaggio | Masaj bölgesi
- Ein/Aus-Taste | ON/OFF button | Touche MARCHÉ/ARRÊT | Botón de encendido/apagado | Pulsante ON/OFF | Açma/kapatma tuşu
- Intensitätsregelung - / + | Intensity control - / + | Réglage de l'intensité - / + | Regulación de la intensidad - / + | Regolazione dell'intensità - / + | Yoğunluk kontrolü - / +
- Ladebuchse mit wasserdichtem Verschluss | Charging socket with water-proof seal | Prise de chargement avec fermeture étanche | Toma de carga con cierre impermeable | Presa per ricarica con chiusura a tenuta | Su geçirmez kapaklı şarj konektörü
- LED-Licht zur Akkustands-, Lade- und Intensitätswechselanzeige | LED light for displaying the battery level, charging process and changes in intensity | Lumière LED pour afficher l'état de la batterie, de la charge et du changement d'intensité | Luz LED para indicar el estado de la batería, el nivel de carga y el cambio de intensidad | Luce a LED di indicazione dello stato di carica della batteria ricaricabile, della carica e del cambiamento di intensità | Şarj ve yoğunluk değişimi göstergesi ve pil seviyesi için LED ışık
- Halterung | Holder | Support | Soporte | Supporto | Tutucu

DEUTSCH

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Lieferumfang
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Service-Adresse.

- 1 x Handgerät
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Halterung
- 1 x Gebrauchsanweisung

Wichtige Sicherheitshinweise

- WARNUNG**
 - Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial! Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
 - Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät und Zubehör auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundenadresse.
 - Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es im Wasser gereinigt wird.
 - Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach dem Laden der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Schützen Sie das Gerät vor längerer direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser.
 - Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel sowie Pflegeprodukte, die Tonerde oder Silikon zur Basis haben.
 - Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigungs- und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
 - Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**,
 - wenn Sie rissige Haut haben.
 - auf offenen Wunden.
 - wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen leiden.
 - direkt nach einem Sonnenbad.
 - wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im menschlichen Gesicht (ausgenommen Augenpartien). Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Hinweise zum Umgang mit Akkus

- Wenn Flüssigkeit aus Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, betroffene Stelle mit reichlich Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers, bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig auf.

ACHTUNG

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.

Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Anweisung lesen
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Hersteller
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
	Geeignet zur Verwendung in einer Badewanne oder Dusche
	Polarität des DC-Stromanschlusses

	Importeur Symbol
--	------------------

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vor dem erstmaligen Betrieb für mindestens 2 Stunden auf. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Stecken Sie das Stromkabel in die Ladebuchse an der Seite der Gesichtsbürste.
- Stecken Sie den USB-Stecker in einen geeigneten Netzadapter und verbinden Sie diesen mit der Steckdose.
- Während des Ladevorgangs blinkt das weiße LED-Licht über der Ein/Aus-Taste der Gesichtsbürste.
- Bei vollständig geladenem Akku leuchtet die LED dauerhaft.

Hinweis

Bei schwachem Akku leuchtet die LED dreimal hintereinander auf. Bei sehr niedrigem Akkustand leuchtet die LED zudem bei Betätigen der Ein/Aus-Taste dreimal hintereinander auf.

ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs!

Anwendung

- Befeuchten Sie die Gesichtsbürste FC 52 mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nie im trockenem Zustand, da dies die Haut reizen könnte.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste. Das LED-Licht blinkt 1 x kurz auf und die Gesichtsbürste beginnt zu vibrieren.
- Das Gerät besitzt insgesamt 15 Intensitätsstufen und beginnt bei Start des Gerätes in einer mittleren Geschwindigkeitsstufe zu vibrieren. Um zwischen den einzelnen Intensitätsstufen zu wechseln, drücken Sie den - / + Knopf. Bei jeder Änderung der Intensitätsstufe leuchtet das LED-Licht je 1 x kurz auf.
- Führen Sie nun das Gerät zum Gesicht und reinigen Sie Ihre Gesichtshaut mit gleichmäßigen Bewegungen. Verwenden Sie für die Reinigung des empfindlichen Bereichs um die Augen herum eine geringe Intensitätsstufe. Die Massagefläche kann zudem zur sanften und intensiven Massage verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung wieder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste erneut einmal betätigen.
- Reinigen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser, um sämtliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen.
- Tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken und tragen Sie anschließend eine Feuchtigkeitscreme mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf.

ACHTUNG

Kommt es bei Verwendung der Gesichtsbürste zum Auftreten von Beschwerden, unterbrechen Sie den Gebrauch umgehend und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Hinweis

Um eine angenehme Behandlung zu gewährleisten, drücken Sie die Silikonknoppen nicht zu fest auf die Haut. Behandeln Sie eine Hautpartie maximal 20 Sekunden lang.
Wir empfehlen die tägliche Reinigung morgens und abends zu je 1 Minute. Um ein effizientes Ergebnis zu erzielen sollte eine Anwendungsdauer von 3 Minuten nicht überschritten werden. Die Gesichtsbürste schaltet nach 15 Minuten automatisch ab.

Reinigung

ACHTUNG

- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Reinigungsmitteln, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. Waschen Sie dazu die Silikonknoppen mit Wasser und Seife. Anschließend spülen Sie die Seifenreste mit Wasser ab.
- Tupfen Sie das Gerät mit einem fusenfreien Tuch trocken.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Ladebuchse gelangt. Sollte dies einmal der Fall sein, laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Öffnung vollständig ausgetrocknet ist.

Entsorgung

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
Der Akku des Geräts muss getrennt entsorgt werden. Der Akku darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.
Um den Akku zu entnehmen, entfernen Sie die unten am Gerät befindliche Kunststoffabdeckung und schrauben Sie dann das Gehäuse auf. Trennen Sie den innen befindlichen Akku vom Gerät. Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn in einer spezialisierten Sammelstelle. Für Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie bitte den autorisierten Verkäufer oder die öffentlichen Einrichtungen in einer spezialisierten Sammelstelle.

Technische Daten

Eingang Gerät:	5,0 V 1,0 A
Maße	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Gewicht	ca. 80 g
Akku: Kapazität Nennspannung Typbezeichnung	200 mAh 3,7 V Li-Ion

Garantie

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

ENGLISH

Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Included in delivery

Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- 1 x hand-held device
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x holder
- 1 x instructions for use

Warnings and safety notes

WARNING

- Danger of suffocation by packaging material. Keep packaging material away from children.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.
- The hand-held part must be disconnected from the connection cable before it is cleaned in water.
- When using the device in the bathroom, unplug the plug after charging as water in the vicinity constitutes a danger, even when the device is switched off.
- Keep the device away from extended exposure to direct sunlight, extreme heat or boiling water.
- Avoid using corrosive cleaning products or care products which are clay or silicone based.
- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself, as fault-less functionality can no longer be guaranteed thereafter. Failure to adhere to this instruction will void the warranty.

WARNING

- Do **NOT** use the device
 - on broken skin,
 - on open wounds,
 - if you suffer from a skin disease or irritated skin,
 - immediately after sunbathing,
 - if you are taking medication that contains steroids.

Intended use

The device is only to be used on the human face (apart from the eye area). The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with fluid from the battery cell, flush out the affected areas with plenty of water and seek medical assistance.
- Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
- Do not disassemble, split or crush the rechargeable batteries.
- Only use chargers specified in the instructions for use.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- Fully charge the battery prior to initial use.
- In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least twice per year.

IMPORTANT

Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. In the event of a fault or damage, have the device repaired by a certified specialist workshop.

Signs and symbols

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	Warning Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health
	Important Safety note indicating possible damage to the device/accessory
	Product information Note on important information
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Read the instructions
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Manufacturer
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household waste
	Direct current The device is suitable for use with direct current only
	Suitable for use in a bath or shower.
	Polarity of d.c. power connector
	Importer symbol

Initial use

Charge the device for at least 2 hours before initial operation. To do this, proceed as follows:

- Insert the mains cable into the charging socket on the side of the facial brush.
- Insert the USB-plug into a suitable mains adapter and connect this with the mains socket.
- Whilst charging, the white LED light above the On/Off button of the facial brush will flash.
- When the battery is fully charged, the LED light will remain on.

Note

If the battery level is very low, the white LED light will light up three times in succession when pressing the On/Off button.

IMPORTANT

Do not use the device while it is charging!

Use

- Moisten the FC 52 facial brush with water. Never use the device while it is dry, as this can irritate the skin.
- Apply the cleansing gel to your facial skin.
- Press the On/Off button once to switch on the device. The LED light will briefly flash once and the facial brush will begin to vibrate.
- The device has a total of 15 intensity levels and when turned on, will begin to vibrate at a moderate speed setting. To switch between the individual intensity levels, press the - / + button. The LED light will briefly flash 1x each time the intensity level is changed.
- Now apply the device gently to your face and cleanse your face using even movements. For cleansing the delicate skin around the eyes, use a lower intensity level. The massage area can also be used for massages.
- After use, switch the device off by again pressing the On/Off button once.
- Cleanse your face thoroughly with water to remove any residue from your skin.
- Pat your face dry with a towel and then apply a moisturising cream using even, circular movements.

IMPORTANT

Stop use immediately if use of the facial brush leads to reactions, and consult your doctor.

Note

To ensure comfortable treatment, do not press the silicone nubs too firmly against the skin. Treat each section of skin for a maximum of 20 seconds.
We recommend a daily cleansing routine of 1 minute mornings and evenings. To achieve an efficient result, duration of use should not exceed 3 minutes. The facial brush switches off automatically after 15 minutes.

Cleaning

IMPORTANT

- Never clean the device with cleaning products containing alcohol, petrol or acetone.
- Clean the device using only the methods specified.
- Thoroughly clean the device after every use. Clean the silicone nubs with soap and water. Afterwards rinse off the soap residue with water.
- Pat dry the device with a lint-free cloth.
- Ensure that no water gets inside the charging socket. If this occurs, only charge the device once the opening has fully dried.

Disposal

- The empty, completely flat rechargeable batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on rechargeable batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury



For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life.

Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

The device battery must be disposed of separately. The battery must not be disposed of with domestic waste.
To remove the battery, remove the plastic cover at the bottom of the device and then unscrew the housing. Remove the battery from the device and dispose of it at a suitable collection point. For information on disposal, please contact the authorised seller or the public authority of a suitable collection point.

Technical data

Input	5,0 V 1,0 A
Dimensions	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Weight	Approx. 80 g
Battery: Capacity Nominal voltage Type designation	200 mAh 3,7 V Lithium-ion

Warranty

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.

Subject to errors and changes

FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Contenu

Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 x appareil portatif
- 1 x câble de recharge USB-C
- 1 x Support
- 1 x mode d'emploi

Consignes d'avertissement et de mise en garde

AVERTISSEMENT

- L'emballage présente un risque d'étouffement. Éloignez les enfants de l'emballage.
- Avant l'utilisation, vérifiez si l'appareil et les accessoires présentent des dégâts visibles. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.
- La partie manuelle doit être débranchée du câble de raccordement avant d'être nettoyée à l'eau.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le câble doit être retiré après le chargement, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Protégez l'appareil contre l'exposition prolongée aux rayons directs du soleil, à une chaleur extrême ou à l'eau bouillante.
- Évitez les produits de nettoyage abrasifs ainsi que les produits d'entretien à base d'argile ou de silicone.

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et non dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez **PAS** l'appareil
 - si votre peau présente des crevasses ;
 - sur des plaies ouvertes ;
 - si vous souffrez de maladies ou d'irritations de la peau ;
 - si vous venez d'avoir un bain de soleil ;
 - si vous prenez des médicaments qui contiennent des stéroïdes ;

Utilisation conforme aux recommandations

Utilisez l'appareil exclusivement pour le traitement du visage humain (à l'exception du contour des yeux).

L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

Remarques relatives aux batteries

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Risque d'explosion ! Ne jetez pas les batteries dans le feu.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.
- N'utilisez que le chargeur indiqué dans le mode d'emploi.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respectez toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.
- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Rechargez la batterie complètement au moins 2 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.

ATTENTION

Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. En cas de panne ou d'endommagement, faites réparer l'appareil dans un atelier qualifié.

Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	Avertissement Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	Attention Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire
	Information sur le produit Indication d'informations importantes
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton
	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Lire les consignes
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Marquage de conformité UKCA
	Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.
	Fabricant
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Courant continu L'appareil n'est adapté qu'au courant continu
	Adapté à une utilisation dans la baignoire ou la douche.
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Symbole de l'importateur

