

komprimeter

Riester

The familiar way



Der klassische Riester-komprimeter ist ein zuverlässiges Gerät, das bei Amputationen zur **Erzeugung von Blutleere** in den Gliedmaßen eingesetzt wird. Sein **stabiler und hoch präziser Manometer** ist neben der exakten Messung auf eine besonders **hohe Langlebigkeit** ausgelegt.

- Stabile Metallpumpe zur Druckerzeugung
- Luft in der Manschette entweicht durch Öffnen des Ablassventils
- Verchromter Metallmanometer mit gut ablesbarer Aluminiumskala bis 700 mm Hg
- Inkl. Oberarmmanschette 57 x 9 cm und Oberschenkelmanschette 96 x 13 cm, jeweils mit latexfreien Polstern
- Alle Manschetten sind aus abwaschbarem und desinfizierbarem Material
- Komplett in Karton

komprimeter, inkl. 2 Manschetten
mit latexfreien Polstern

Nr. 5255

Optional erhältlich

Kindermanschette 38 x 8 cm mit latexfreiem Polster Nr. 11219

English: The classic Riester pneumatic tourniquet is a reliable device which is used during amputations to **restrict blood circulation** in the limbs. It has a **robust and very accurate manometer** to provide exact measurements and a particularly **long service life**.

- Sturdy metal pump to produce pressure
- Air in the cuff can escape by opening the release valve
- Chromium-plated metal manometer with easy-to-read aluminium scale up to 700 mm Hg
- Incl. upper arm cuff 57 x 9 cm and thigh cuff 96 x 13 cm, both with latex-free bladders
- All cuffs are made of material which can be washed and disinfected
- Complete in cardboard box

Pneumatic tourniquet, incl. 2 cuffs with latex-free bladders **No. 5255**

Optional extras

Child's cuff 38 x 8 cm with latex-free bladder **No. 11219**

Français : Le tourniquet pneumatique classique de Riester est un dispositif fiable utilisé pour **créer un vide sanguin** dans les membres en cas d'amputation. Etant conçu pour une prise de mesure exacte, son **manomètre robuste et de haute précision** est également doté d'une **longévité** particulièrement **élevée**.

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- Manomètre métallique chromé avec graduation en aluminium bien lisible et allant jusqu'à 700 mm Hg
- Brassard pour avant-bras 57 x 9 cm et brassard pour cuisse 96 x 13 cm compris, chacun avec vessies sans latex
- Tous les brassards sont fabriqués en matériau lavable et pouvant être désinfecté.
- Complet, dans carton

Tourniquet pneumatique deux brassards avec vessies sans latex compris **No. 5255**

Disponible en option :

Brassard pour enfants 38 x 8 cm avec vessie sans latex **No. 11219**

Español: El clásico torniquete neumático de Riester, altamente fiable, se emplea para la **evacuación de la sangre** de las extremidades en amputaciones. Su **manómetro resistente y altamente preciso** está diseñado para una medición exacta y una **larga duración**.

- Robusta bomba metálica para generación de presión
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga
- Manómetro metálico cromado con escala de aluminio fácilmente legible hasta 700 mm Hg
- Incl. brazalete para brazo de 57 x 9 cm y brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex
- Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable
- En caja de cartón

torniquete neumático incl. 2 brazaletes con bolsas sin látex **No. 5255**

Disponible opcionalmente

Brazalete pediátrico 38 x 8 cm con bolsa sin látex **No. 11219**

Italiano: Questo classico laccio emostatico pneumatico Riester è uno strumento affidabile impiegato nelle amputazioni per **indurre ischemia** negli arti. Il suo **manometro solido e ad alta precisione** è progettato, oltre che per una misurazione precisa, anche per una **durata particolarmente lunga**.

- Pompa in metallo solida per la generazione di pressione
- Fuoriuscita dell'aria dal bracciale aprendo la valvola di sfogo
- Manometro in metallo cromato con scala in alluminio ben leggibile fino a 700 mm Hg
- Incluso bracciale per la parte superiore del braccio, 57 x 9 cm, e bracciale per la coscia, 96 x 13 cm, rispettivamente con imbottiture senza lattice
- Tutti i bracciali sono realizzati in materiale lavabile e disinfettabile
- Completo di cartone

Laccio emostatico pneumatico, inclusi 2 bracciali con imbottiture senza lattice **No. 5255**

Disponibile su richiesta

Bracciale per bambini, 38 x 8 cm, con imbottitura senza lattice **No. 11219**