

FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
GYNECOLOGICAL TABLE WITH ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT



Adaptabilité
Adaptability

Design
Design

Hygiène
Hygiene

Ergonomie
Ergonomic

Confort
Comfort

OPTIONS



• **ACC537 :**
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage (pour 625 et 725)
Pair of clamps (for 625 and 725)



• **ACC964 :**
Paire d'appui-jambes
Pair of leg rests



• **SL0964 :**
Housse pour repose jambe ACC964
Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
Cover for leg rest, M1 class, 20 colours available



• **ACC32660 :**
Tête 1/2 lune largeur 600 biseautée
Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
Headrest, width 600, 20 colours available



• **ACC54001 :**
Tête 1/2 lune largeur 600
Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
Headrest, width 600, M1 class, 20 colours available



• **ACC63:**
Support colposcope
Colposcope holder



• **ACC997 :**
Roulettes escamotables intégrées (sauf pour 725)
Built-in retractable roller system (625 only)

• **ACC62524 :**
Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin électrique
Back rest adjustment via 1 electric jack

• **ACCACCOUDOIR:**
Paire d'accoudoirs
Pair of arm rests

• **ACCRAILINOX (625) :**
Paire de rails inox 25x10
Stainless steel accessory rail mount

• **ACCCLAMDIA16 (625) :**
Etau adaptable sur rail 25x10
Pair of clamps available on stainless steel accessory rail 25x10

• **ACCFEMINA964 (625) :**
Paire d'appui jambes ajustables montés sur rotules (adaptable sur rail 25x10)
Adjustable leg rests fitted on kneecap available on stainless steel accessory rail 25x10

• **ACCFEMINALEDN (625) :**
Lampe lumière froide avec bras flexible de 1 m et son étai de fixation (adaptable sur rail 25x10)
Table top lamp with 1m flexible arm and fastening clamp (available on stainless steel accessory rail 25x10)

• **ACC990 :**
Jeu de 4 roulettes Ø 125 mm à frein (uniquement pour la gamme 625)
4 castors Ø 125 mm with full brakes (only for 625)

• **ACCTETERGO:**
Tête adaptable, réglable et amovible pour un très bon maintien de la nuque
Adaptable head rest that can be adjusted and removed for excellent neck support



Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery



Piètement
Base



Produits distribués par
Products distributed by

625

- **Fauteuil à hauteur variable électrique**
Gynecological table with electric height adjustment
- **Châssis composé d'une colonne télescopique**
Frame comprised of 1 telescopic column
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
- **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**
Control: Pedal (hand remote on option)
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600, 700 ou 800, non feu classé M1, 20 coloris au choix : Standard ou tendue**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600, 700 or 800, M1 class, 20 colours available : Stretched or Luxury

- **Réglage du dossier (et de la jambière) en toutes positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique (en option)**
Back rest (and leg rest) adjustment via 1 gas jack or 1 electric jack (on option)
- **Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers**
Equipped with stirrups, stainless steel drawer
- **Position de Trendelenburg**
Trendelenburg position
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg

725

- **Fauteuil à hauteur variable électrique**
Gynecological table with electric height adjustment
- **Piètement mécano-soudé, toutes les articulations sont montés sur des bagues bronzes.**
Are all the articulations mount on rings bronzes.
- **Châssis composé d'un vérin électrique**
Frame comprised of 1 electric jack
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
- **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**
Control: Pedal (hand remote on option)
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600, non feu classé M1, 20 coloris au choix :**
- **Sellerie tendue**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600, M1 class, 20 colours available
- *Stretched upholstery*


- **Réglage du dossier (et de la jambière) en toutes positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique (en option)**
Back rest (and leg rest) adjustment via 1 gas jack or 1 electric jack (on option)
- **Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers**
Equipped with stirrups, stainless steel drawer
- **Position de Trendelenburg**
Trendelenburg position
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg




625 04T + ACC964



625 04T + ACC964 + SL0964 + ACC32660 + ACC990



625 03T + ACC 964



625 03T + ACC990



725 01

