

# seca marina 817

El gran arte de la columna pequeña.



- Sólida construcción. Para usuarios de hasta 180 kg de peso.
- Superficie de cristal estructurada. Con excelentes propiedades antideslizantes.
- Dos elementos adicionales de acero. Para una sólida fijación de la columna.
- Función "step off" (bajarse). Para pesajes que no requieren encendido.
- Gran pantalla LCD. Para una lectura fácil.
- Más de 165 años de experiencia. Para un máximo de precisión.
- Del líder mundial en tecnología médica de pesaje y medición.

## seca marina 817:

Para mantenerse siempre en forma.

Observe estos detalles: una plataforma sólida para personas de hasta 180 kilogramos con una pantalla elevada. Cumple todas las funciones con ligereza y mantiene siempre sus formas con elegancia.



### Baja plataforma de alto nivel.

Vea las características más notables: una columna pequeña y elegante, una báscula fina y plana. Plana, pero no llana: gran solidez con cristal de seguridad de 10 milímetros, una pantalla que también puede utilizarse como asa y presenta dígitos LCD de 29 milímetros. Con todo esto, seca marina 817 es la báscula más apropiada para las personas con altas exigencias: en cuanto a su salud, en cuanto a su cuerpo y en cuanto a su báscula.


### Con la dureza de formas suaves.

La forma excepcional de la base no sólo es elegante y fina, sino que también está hecha de material plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno); un material muy resistente a impactos, golpes y todos los agentes de limpieza y desinfectantes de uso comercial. Para proteger los pies de los usuarios, los cantos de la base y de la plataforma tienen formas redondeadas que evitan choques.

### La seguridad que ofrece el cristal.

Los cristales suelen ser resbaladizos, y más con los pies mojados. Pero no es así en la seca marina 817, porque gracias a un barnizado al horno especial, la plancha de cristal tiene una estructura ranurada en toda la superficie. Con propiedades antideslizantes para un máximo de seguridad. Usted ya lo ve: una báscula seca es la elección apropiada, con toda seguridad. Por la precisión del pesaje y por todo lo demás.

Gran pantalla LCD en una columna pequeña.



Plancha de cristal con estructura ranurada anti-deslizante.

## seca marina 817

### Datos técnicos

- Capacidad: 180 kg / 400 lbs / 28 sts
- División: 100 g / 0,2 lbs
- Dimensiones (BxHxA): 350 x 135 x 350 mm
- Peso: 3,5 kg
- Funciones: "step off", Auto-HOLD, desconexión automática
- El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste para alfombras