

COMEN

DISTRIBUÉ PAR

GSH+

NC3 COMEN

Station de diagnostic



CONTENU DU PACK :

- Le moniteur (boîtier)
- Un brassard adulte 25-35 cm
- Un capteur SpO₂ adulte réutilisable
- Une rallonge de 2 m pour brassard
- Un câble secteur
- Un manuel d'utilisation
- En option: Thermomètre tympanique à infra-rouge + support avec logement pour les couvre-sondes.



CE
1639

Classe IIa

NC3 COMEN

Station de diagnostic

DISTRIBUÉ PAR

GST+

Adapté à tout type de patient : adulte, pédiatrique et néonatal, il permet de mesurer 3 paramètres vitaux : la pression artérielle non invasive (PNI); la saturation en oxygène (SpO₂); ainsi que la température corporelle en option, à l'aide d'un thermomètre tympanique à infrarouge sans fil.


Proposé en deux configurations :

- PNI + SpO₂
- PNI + SpO₂ + Température tympanique



Très compact, le NC3 est idéal en ambulatoire, en contrôle ponctuel car de petite taille et très léger (1,3 kg), doté d'une poignée pour un transport facile ou d'un chariot à roulettes en option.

Très rapide et précis, offrant une autonomie de 12 heures de surveillance, le NC3 répond à tous les besoins en diagnostic clinique dans les établissements hospitaliers, les EHPAD, le transport d'urgence, voire le cabinet du médecin.



RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU NC3 :

- **PROPOSÉ EN DEUX CONFIGURATIONS :** - PNI + SpO₂,
- PNI + SpO₂ + Température tympanique
- **ECRAN** LCD rétro-éclairé 6" en couleur qui offre un affichage très clair des mesures
- **MESURE DE PNI :** ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- **THERMOMÈTRE** tympanique à infrarouge sans fil avec mesure rapide (1 à 2 sec) et éjection des couvre-sondes usagés.
- **BATTERIE** lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu.
- **DONNÉES SAUVEGARDÉES :** 50 patients
- **OPTIONS :** pied à roulettes, support mural, sac de transport.
- **DIMENSION :** 13 x 12,5 x 22cm
- **POIDS :** 1,250kg
- **GARANTIE :** 3 ans



GSH S'ENGAGE SUR UN SAV+

- Accès direct sur notre plateforme www.gsh-med.fr > onglet SAV
- Réduction du temps de réponse
- Prêt d'un appareil de remplacement (sous garantie)

**GSH ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
POUR UN DIAGNOSTIC CLINIQUE SIMPLIFIÉ**

NC3 un moniteur de COMEN proposé par GSH+
Dispositif Medical de classe IIa - CE 1639 Conforme à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux
Fabriqué par Shenzhen Comen Medical Instruments Co, Ltd - Distribué par Holtex

HOLTEX
30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence - France
www.gsh-med.fr



Contact :
+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr