

CARDIOTOCOGRAPHES/ COLPOSCOPE

Réf. LET002

MONITEUR FOETAL GÉMELLAIRE AVEC VCT
+ CAPTEURS SANS FIL



LET09

Garantie 2 ans
Garantie 2 ans
Garantie 2 ans
2

CARDIOTOCOGRAPHES/ COLPOSCOPE

Réf. LET002

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIB

H

4h

4h

4h



DIAGNOSTICS

MONITEUR FOETAL GÉMELLAIRE AVEC VCT + CAPTEURS

Le moniteur foetal est un cardiocographe gémellaire.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Calcul de la Variabilité à Court Terme
- ◆ Détecteur Mouvement Fœtal
- ◆ Fréquence ultrasons 1.0 Mhz \pm 10%
- ◆ Gamme RCF : 30bpm- 240bpm \pm 2 bpm
- ◆ Capteurs 9 cristaux
- ◆ Capteurs sans fil rechargeable sur le moniteur (WIFI)
- ◆ Mémoire 24 heures (environ 50 patientes)
- ◆ Affichage 10.2 pouces, Ecran TFT LCD inclinable à 90°
- ◆ Batterie rechargeable intégrée : Autonomie de 4 heures en continu
- ◆ Imprimante Thermique : Vitesse 1/2/3 cm/min
- ◆ Technologie DSP : identification en temps réel des FCF, précision accrue

ACCESSOIRES

LET010 Papier Leto 9 152*100 (150 feuilles) 30 bpm

LET010 Papier Leto 9 152*100 (150 feuilles) 20 bpm

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Secteur/ Batterie |
| ◆ Dimensions | : 29x29x9 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 3.7 Kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0482 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.fracito.net