

ZOLL AED 3™
Accessoires et produits de formation

ZOLL®



DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE RÉANIMATION

ACCESSOIRES DE SECOURS JETABLES


Des accessoires durables pour chaque réanimation



CPR Uni-padz™

Des électrodes véritablement universelles. Utilisez le bouton Child (enfant) pour passer facilement de la réanimation d'adultes à la réanimation d'enfants. Pas besoin de changer les électrodes. Aucune clé requise. Durée de vie après installation de cinq ans. Fournit une évaluation intégrale de la RCP.

Réf. 8900-000260.



Chaque jeu d'électrodes CPR Uni-padz est fourni avec un kit d'accessoires de secours inclus. Il comprend des ciseaux pour couper les vêtements et exposer la poitrine de la victime, des gants sans latex et un masque de respiration pour protéger le sauveteur, une serviette en papier pour assurer un contact sec avec les électrodes, un rasoir pour retirer les poils et une lingette pour nettoyer la peau.

Batterie

En veille, la batterie jetable au lithium-dioxyde de manganèse du ZOLL AED 3 possède une durée de vie après installation de cinq ans. Changez les accessoires jetables une fois tous les cinq ans seulement, sauf si le ZOLL AED 3 est utilisé lors d'une réanimation.

Réf. 8000-000696



FORMATION

Simulations de formation pour chaque sauveteur



Simulateur électronique fonctionnant sur batterie

Générez des rythmes cardiaques choquables ou non choquables pour divers scénarios de réanimation. Comprend une batterie 9 volts.

Réf. 8000-000925



Électrodes de simulation

Connectez-les au ZOLL AED 3 et au simulateur pour une simulation avec l'appareil. Comprend un jeu de deux doses de gel de formation réutilisable.

Réf. 8900-000264



Gels de formation

Huit jeux de deux doses de gel de formation réutilisable, pour une utilisation avec les électrodes de simulation.

Réf. 8900-000265



Mannequin de formation

Représente une victime de 60 kg. Tête amovible pour un rangement compact et une formation uniquement manuelle.

Réf. 8000-0835-01



Armoire murale montée en surface standard
Réf. 8000-001256

ARMOIRES MURALES

Sûreté et accessibilité

Gardez vos ZOLL AED 3 dans un lieu sûr et facilement accessible en cas d'urgence médicale, grâce à nos diverses armoires murales équipées d'une alarme et fonctionnant sur batterie. * Chaque armoire contient un ZOLL AED 3 ainsi qu'un jeu d'électrodes de réserve et une batterie de réserve en cas de besoin.

Choisissez le modèle monté en surface pour une installation facile, ou bien le modèle semi-encasté ou entièrement encasté pour un rangement moins encombrant. Ces trois modèles comprennent tous un jeu d'étiquettes ILCOR (Comité international de liaison sur la réanimation) pour DAE et des instructions d'installation.



Armoire murale semi-encastée
Réf. 8000-001257



Armoire murale entièrement encastée
Réf. 8000-001258

*Batterie 9 volts comprise

PANNEAUX MURAUX POUR DAE

Format ILCOR*

Panneaux muraux plats pour DAE

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (AED)
Réf. 8000-001260

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (DAE)
Réf. 8000-001262

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (DEA)
Réf. 8000-001264

Panneau mural tridimensionnel pour DAE

Panneau mural 3D ILCOR (AED)
Réf. 8000-001261

Panneau mural 3D ILCOR (DAE)
Réf. 8000-001263

Panneau mural 3D ILCOR (DEA)
Réf. 8000-001265



Lampe stroboscopique pour armoire murale montée en surface standard
Réf. 8000-001259



Lampe stroboscopique pour armoire murale semi-encastée/entièrement encastée
Réf. 8000-001267

*Comité international de liaison sur la réanimation

FIXATIONS MURALES

Une fixation murale universelle simple

La fixation murale universelle sert de support au ZOLL AED 3 seul ou dans sa mallette de transport, et porte une étiquette avec le symbole vert AED ILCOR. Elle comprend du matériel de fixation, une carte de suivi des consommables, un patron de fixation murale et des instructions d'installation.



Fixation murale universelle avec le ZOLL AED 3 seul (sans sac de transport)
Réf. 8000-001255



Fixation murale universelle avec le ZOLL AED 3, sa mallette de transport et des électrodes CPR Uni-padz de réserve (dans la mallette de transport)
Réf. 8000-001266

MALLETTES DE TRANSPORT

Sûreté et accessibilité

Choisissez parmi trois modèles de mallettes de transport différents pour ranger et transporter le ZOLL AED 3 : la mallette de transport standard (comprise avec le ZOLL AED 3 BLS), la mallette de transport fine à coque dure, ou la mallette de transport large à coque dure. Les mallettes à coque dure sont imperméables et sont certifiées IP68 pour la protection contre la poussière et l'eau.

Mallette de transport standard

En plus du ZOLL AED 3 et des électrodes préconnectées CPR Uni-Padz, la mallette de transport standard peut aussi contenir un jeu d'électrodes CPR Uni-padz de réserve.
Réf. 8000-001250

Bandoulière de rechange pour mallette de transport du ZOLL AED 3

Réf. 8000-001252



Mallette de transport large à coque dure

Protégez et transportez tout le nécessaire pour une réanimation énergétique avec la mallette de transport large à coque dure, y compris un jeu d'électrodes CPR Uni-padz de réserve et une batterie de réserve.
Réf. 8000-001254



Mallette de transport fine à coque dure

Pour une protection optimale et légère, choisissez la mallette de transport fine à coque dure dans les situations où une réanimation énergétique pourrait s'avérer nécessaire.
Réf. 8000-001253



Étui à batterie

Rangez la batterie du ZOLL AED 3 dans cette housse pratique pour la trouver et y accéder facilement en cas de besoin. Tient facilement dans un sac de transport.
Réf. 8000-001251



SERVICES POUR LE ZOLL AED 3

Program Management Onboard avec PlusTrac de ZOLL

Réalisez un entretien et un suivi fluides du ZOLL AED 3 avec Program Management Onboard™. Lorsque vous installez votre ZOLL AED 3, prenez quelques minutes pour le connecter via le cloud à PlusTrac™, le système de gestion de programme de DAE en ligne de ZOLL.

À la fin de chaque auto-évaluation automatique, Program Management Onboard génère un rapport sur l'état de votre ZOLL AED 3. Si l'auto-évaluation détecte un défaut, PlusTrac vous enverra les détails par e-mail immédiatement.

Vous pouvez aussi vous connecter sur votre compte PlusTrac à tout moment pour réviser tous les DAE dont vous êtes responsable, regroupés par sites gérés et affichant l'état de formation de vos intervenants volontaires.

Avec PlusTrac, la gestion du programme de DAE devient facile et fluide, et Program Management Onboard permet l'auto-entretien de votre ZOLL AED 3.

Pour chaque ZOLL AED 3 acheté, la première année de couverture de Program Management Onboard est entièrement gratuite. Vous pouvez reconduire votre couverture de Program Management Onboard par prolongations d'un an ou de cinq ans. Lorsque vous étendez votre couverture de PlusTrac en passant par un distributeur ZOLL agréé, vous recevez un certificat officiel PlusTrac avec un code permettant de prolonger la couverture pour un an ou cinq ans de plus.



Certificat PlusTrac pour UN an de couverture
Réf. 8000-1110-01

Certificat PlusTrac pour CINQ ans de couverture
Réf. 8000-1111-01



ACCESSOIRES ET SERVICES FACILEMENT ACCESSIBLES

Vous voulez en savoir plus sur les accessoires et les services pour le ZOLL AED 3?

Contactez votre distributeur ZOLL agréé local ou visitez le site zoll.com/aed3.

Pour en savoir plus sur la gestion du programme de DAE avec PlusTrac, visitez le site plustrac2.com.

Les distributeurs ZOLL agréés peuvent vous aider avec votre programme complet de DAE, y compris avec:

- la gestion et la maintenance du programme;
- la conformité aux réglementations et registres locaux;
- la formation de vos intervenants bénévoles;
- l'approvisionnement en accessoires;
- l'ajout de DAE supplémentaires à votre programme.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

Une société du Asahi Kasei Group | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | www.zoll.com

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management Onboard et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le ZOLL AED 3 et Program Management Onboard ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis. Le produit n'a pas reçu l'autorisation/approbation réglementaire de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Imprimé aux États-Unis.
MCN PP 1606 0183-02

Pour les adresses et les numéros de fax des filiales, ainsi que pour d'autres pays, consulter le site Web www.zoll.com/contacts.

ZOLL®