

**S'il y a quelque chose à découvrir,  
vous le verrez.**

Le Dermatoscope HEINE DELTA 30.

The Heine logo is a red triangle containing a white caduceus symbol (a staff with two snakes) and the word "HEINE" in white capital letters below it.

# Le Dermatoscope HEINE DELTA 30. Vous pouvez l'acheter pour son design. Ou pour son optique.

Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Manipulation ergonomique grâce au design en angles du produit



Champ de vision maximal avec 30 vrais mm (lentille de 32 mm) Ø

**LEDHQ**  
LED IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LEDHQ

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube\*

- Image d'une clarté cristalline, quelle que soit la distance de travail choisie
- Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation
- Luminosité selon les besoins: 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Nettoyage facilité à l'aide d'un spray désinfectant
- Grossissement de 10 fois
- Pas de contamination croisée: embout de contact gradué autoclavable
- Compensation dioptrique
- Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement = la fonction « Toggle ». Plus d'informations sur [heine.com/fr/Toggle](http://heine.com/fr/Toggle)

- Accumulateur avec technologie li-ion: pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- Petite embout de contact pour les endroits difficiles d'accès
- Charger 30 chargeur de table
- 3 possibilités de documentation numérique :
  - Avec l'application exclusive HEINE DERM : Bodymap, dossier patient, fonction e-mail et bien plus encore
  - Sans câble avec le système HEINE Cube jusqu'à 10 médecins et dermatoscopes HEINE
  - Images numériques conventionnelles avec de nombreux smartphones populaires

DELTA 30 avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-230.28.305

Charger 30 chargeur de table pour DELTA 30

X-002.99.212

· Accessoires et autres articles sous [heine.com/fr/DELTA30](http://heine.com/fr/DELTA30)

\* Pas disponible dans tous les pays.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



09/21. A-000.00.228 f

