

# AUDIOSCHOOL LITE

L'AUDIOMÉTRIE SIMPLIFIÉE ET INTUITIVE

AUDIOMÈTRE



AUTONOME



TACTILE



FACILE  
D'UTILISATION



BATTERIE  
RECHARGEABLE

Cet **audiomètre** portatif a été conçu pour vous permettre de réaliser des tests d'audiométrie **rapides et précis** en **mode ambulatoire**. Son **écran tactile** vous offre la possibilité d'exécuter très facilement vos mesures. Simple d'utilisation, il est destiné au **dépistage scolaire** et convient aussi bien aux **médecins** qu'aux **infirmières scolaires**.



## TESTS RÉALISÉS DEPUIS L'APPAREIL

Grâce à sa sacoche de transport, **Audioschool Lite** vous accompagne aisément là où vous en avez besoin. Ultra léger, il tient facilement dans votre main. Via son **écran tactile**, vous pouvez **réaliser facilement les tests** puis reporter les résultats sur sur votre bloc-notes audiogramme.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mesures d'audiométrie aérienne :

Casque audiomètre : standard HD206

Gammes de fréquences : 125 à 8 000 Hz

Intensités : -10 à 100 dB HL

Paliers : 5 dB

Bicanal : oui

Indicateur lumineux de stimulation

Type de stimulation : continue ou pulsée

Option du bouton de stimulation : maintenir appuyé ou cliquer

### Appareil

Alimentation : batterie lithium (5 heures d'autonomie),  
niveau affiché à l'écran

Taille : 9 x 11 x 3,6 cm

Poids : 239 g

Transport : sacoche (27 x 20 x 12 cm), moins de 1 kg avec le  
casque

Écran tactile utilisable avec le doigt ou avec le stylet fourni



Audiomètre  
Audioschool Lite



Casque  
d'audiométrie



Câble USB et  
adaptateur secteur



Blocs-notes  
audiogramme



Sacoche de  
transport



Pour plus d'informations, contacter :

### ECHODIA

Tél : +33 (0)4 73 91 20 84

contact@echodia.fr

ZI, Route de Tence

43520 Le Mazet-Saint-Voy / France



**GMED** **CE**  
GROUPE LNE  
ISO 13485 : 2016 **0459**

Classe : IIa

Fabricant : Electronique du Mazet

Date de la dernière modification : 01/2019

Lire attentivement le guide utilisateur