



Pour une plus large vision. Une meilleure vision. Une vision plus nette.

Uniquement avec le nouvel otoscope Macroview™ de Welch Allyn.

Le nouvel otoscope Macroview™ de Welch Allyn va changer à jamais la façon d'examiner l'oreille — sans changer la méthode de travail. Cet otoscope de la nouvelle génération est équipé d'une technologie optique évoluée qui améliore le grossissement **tot** vous offrant une vision plus complète de la membrane tympanique. En outre, grâce à son oculaire à mise au point facile, le MacroView™ permet une visualisation améliorée pour vous aider à voir au-delà du cérumen, localiser le liquide au-delà du tympan et même effectuer des examens sans vos lunettes. En résumé : le MacroView™ vous offre une vue plus large, meilleure et plus nette de l'oreille — vous permettant d'effectuer des examens quotidiens plus rapidement et plus efficacement.



Obtenez une vue plus
complète de la
membrane tympanique

L'otoscope Macroview™ de Welch Allyn vous offre :

- Deux fois le champ de vision
- Un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope traditionnel
- Une vue complète de la membrane tympanique
- Une meilleure clarté et une meilleure définition des repères
- La possibilité de focaliser en fonction des différentes longueurs des conduits auditifs ou d'une vue hypermétrope
- Système de sécurité assurant le maintien du spéculum sur l'otoscope, système d'éjection contrôlé du spéculum

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Otoscope Macroview™ de Welch Allyn

Informations pour vos commandes

- WEL055 Otoscope Macroview™ de Welch Allyn rechargeable avec éclairage laryngien et socle de recharge
- WEL056 Otoscope Macroview™ de Welch Allyn à piles
- WEL057 Otoscope Macroview™ de Welch Allyn rechargeable - digital avec câble USB

L'otoscope Macroview™ de Welch Allyn est également disponible dans les ensembles de diagnostic, avec le chargeur universel de bureau et dans les systèmes de diagnostic intégrés muraux.

Accessoires

- WEL059 Poire d'insufflation
- WEL058 Ampoule de recharge
- WEL004 Spéculum Universel KleenSpec pédiatrique à usage unique
- WEL005 Spéculum Universel KleenSpec adulte à usage unique



NOUVEAU ! SofSeal™ – s'adapte sur l'extrémité des spéculums d'oreille Welch Allyn pour améliorer l'étanchéité et le confort pendant l'otoscopie pneumatique

24330-B Embout souple SofSeal de taille moyenne adaptable aux spéculums d'oreille de 3, 4 et 5 mm

24320-B Embout souple SofSeal de petite taille adaptable aux spéculums d'oreille de 2, 3 et 4 mm



NOUVEAU ! Les spéculums avec orifice permettent d'introduire des instruments lors de l'auscultation

WEL060 Spéculums d'instrumentation (compatibles avec les otoscopes Macroview™ 23810 et 23820)

Découvrez comment le nouvel otoscope Macroview™ de Welch Allyn peut vous aider à approfondir et améliorer vos examens ORL.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™