

Déambulateur fixe Adulte Anthracite




Les déambulateurs fixes Herdegen sont équipés d'un renfort intérieur au niveau des pieds avant afin de renforcer le cadre pour une parfaite sécurité lors des déplacements.

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène

- > légèreté
- > renfort au niveau des pieds
- > réglable en hauteur
- > utilisable comme cadre de WC


GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 20




DIMENSIONS

A	B	C	D	Encombrement plié	Poids
81/91 cm	62 cm	12 cm	45 cm	NC	1.96 kg



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Longueur poignée
D= Profondeur hors tout

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC	
221100	Fixe adulte anthracite	3401063417656	3701127708745	Ancien code : 1285619 Nouveau code : 6273851 53.81 €	