

**LIT D'INFIRMERIE**  
**(RÉFÉRENCE : 2100/0)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Structure époxy blanc.
- Equipé d'un sommier à lattes (22) en hêtre cintré, un matelas (épaisseur 100 mm) et un oreiller recouverts d'une housse en polyuréthane M1.
- Dimensions hors tout: L. 1960 x l. 800 x H. 400 mm.
- Dimensions matelas: L. 1900 x l. 800 x Ep. 100 mm.
- Poids: 17 kg.
- Poids supporté: 150 kg.
- Garantie 3 ans.
- Livré démonté.