

Lampe d'examen focalisable à LED

Eclairage puissant - design élégant - Focalisable

Lampe d'examen au design moderne, économique en énergie avec la technologie LED – **FOCALISABLE**

- . **Focus réglable de 9 à 15 cm à une distance de 30 cm**
- . Luminosité optimum pour un examen professionnel :
80 000 lux à 30 cm – 50000 lux à 40 cm
- . Couleur : 5000 Kelvin
- . Tête d'éclairage en Aluminium pour optimiser le rayonnement thermique
- . Durée de vie : environ 50.000 h
- . Support de lampe col de cygne, 100 cm de long
- . Zone de travail maximale 165 cm
- . Pied roulant métallique 5 branches
- . Possibilité de Poignée amovible et stérilisable



A une distance de fonctionnement de 30 cm, le faisceau lumineux offre un diamètre d'éclairage optimum de 9 cm jusqu'à 15 cm



- LXU1211014** LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE, Blanc, éclairage LED, sur pieds roulants
- LXU1211114** LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE poignée amov, Blanc, éclairage LED sur pieds roulants
- LXU9212014** LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE, Blanc, éclairage LED, partie supérieure
- LXU9212114** LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE poignée amov, Blanc, éclairage LED, partie supérieure
- LXU5232014** Fixation murale pour Lampe d'Examen à éclairage LED
- LXU5242014** Fixation table pour Lampe d'Examen à éclairage LED