

LE SOCLE À ROULETTES FRANÇAIS

Réf. BDDSOCL01



LE SOCLE À ROULETTES FRANÇAIS

Réf. **BDDSOCL01**

Très robuste, extrêmement maniable et "design"

Un socle français fabriqué en France qui nous aide à réduire notre empreinte carbone et démontre le soutien de GSH dans le rapatriement de la fabrication en France !

Compatible avec nos moniteurs : NC3, NC5, CT40, 4VS

Robuste : conçu en acier et affichant un poids de 13 kgs, avec des roulettes pouvant chacune résister à une charge de 75kg.

Matériaux nobles : acier + peinture époxy RAL 9016 pour le pied et tôle aluminium pliée pour le panier

Une mobilité et une maniabilité extrêmement souples dues à :

- Une étoile à 5 branches équipée de 5 roulettes dont 2 avec frein.
- Des roulettes de fabrication allemande (marque TENTE : norme EN 12530)
- Des roues en nylon avec bandage en caoutchouc et roulement à billes métalliques de précision.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040220130

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 30,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 100,0

Hauteur unitaire (cm) : 100,0

Hauteur conditionnement (cm) : 62,0

Poids unitaire (kg) : 13,000

Poids conditionnement (kg) : 17,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -10

Température maxi : 40

Humidité mini : 30

Humidité maxi : 40



22/11/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BDDSOCL01