

H226.2

Chariot de soins Deux tiroirs



Caractéristiques

Deux étagères en forme de plateau de 680 x 420 avec rebord de protection de 20 mm, et coins arrondis.

Deux tiroirs avec poignée.

Poignée pour un déplacement facile.

Roulettes de ø80 mm, avec pare-chocs; deux avec freins.

Structure et Finition

Fabrication en acier inoxydable, qualité 18/10.

Accessoires

Roulettes de ø80 mm, standards ou antistatiques.

Dimensions

Espace utile du tiroir: 270 x 400 x 100 mm

Générales: 730 x 420 x 830 mm