

Dermatoscope LuxaScope LED 2,5V - 3.7V USB et CCT

- . Format de poche
- . Éclairage homogène 6 LED concentriques breveté pour une image détaillée de haute qualité
- . Variateur d'intensité
- . Loupe grossissant 10 fois sans distorsion de l'image



DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5V

. avec embout de contact **sans** échelle

LXC1416114	Noir	EAN 04260381963417
LXC1416914	Blanc	EAN 04260381963868
LXC1416934	Bleu Glace	EAN 04260381963783
LXC1416944	Jaune Colza	EAN 04260381963790
LXC1416954	Vert Jade	EAN 04260381963806
LXC1416964	Lilas Délicat	EAN 04260381963813
LXC1416974	Magenta	EAN 04260381963820

. avec embout de contact **avec** échelle

LXC1516114	Noir	EAN 04260381963424
LXC1516914	Blanc	EAN 04260381963851
LXC1516934	Bleu Glace	EAN 04260381963738
LXC1516944	Jaune Colza	EAN 04260381963745
LXC1516954	Vert Jade	EAN 04260381963752
LXC1516964	Lilas Délicat	EAN 04260381963769
LXC1516974	Magenta	EAN 04260381963776

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED USB 3.7V

. avec embout de contact **sans** échelle

LXC1426114	Noir	EAN 04260381963431
LXC1426914	Blanc	EAN 04260381963882

. avec embout de contact **avec** échelle

LXC1526114	Noir	EAN 04260381963448
LXC1526914	Blanc	EAN 04260381963875

DERMATOSCOPE LUXASCOPE CCT LED 2.5V

. **sans** graduation

LXC1616114	Noir	EAN 04260381963615
LXC1616914	Blanc	EAN 04260381963837

. **avec** graduation

LXC1716114	Noir	EAN 04260381963622
LXC1716914	Blanc	EAN 04260381963844

LXC5421112	Embout de contact sans échelle
LXC5521112	Embout de contact avec échelle

Caractéristiques techniques

- . Éclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Durée de vie des LEDs : environ 100 000 heures en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10 000 Lux
- . Température de couleur : env. 4 200 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé
- . Poignée aluminium et fibre de verre, combinable avec une tête d'otoscope Luxascope Auris
- . Bouton poussoir on/off électronique
- . Alimentation : 2 piles alcalines AAA (incluses)

Fabriqué en Allemagne par Luxamed

Garantie 2 ans

Code douanier : 90189084



Pour le modèle 3.7 V USB :

- . Caractéristiques identiques au précédent avec batterie rechargeable par USB
- . Livré avec :
 - 1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
 - 1 chargeur avec prise USB