

IH 26 Kids

beurer  
babycare

PPR 69,99 €  
Fev. 2020

## IH 26 Inhalateur Bebe


 german  
engineering



Nébulisation de médicaments  
liquides à l'aide de la technologie à  
air comprimé



Inhalation efficace dès le  
1er mois de la vie



Performance de la  
nébulisation: env. 0,3 ml / min



Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures  
Pour le traitement du rhume, de l'asthme, des maladies respiratoires etc.  
Pour une inhalation rapide et efficace

Forte proportion de particules respirables

Haute capacité de nébulisation (environ 0,3  
ml / min) - temps d'inhalation court

Accessoires complets:

Avec girafe amovible, embout buccal, masque en silicone  
pour enfants et bébés, raccord coudé, atomiseur, 10 filtres,  
tuyau et sac de rangement

Peut-être désinfecté

Pression de fonctionnement: approx. 0.8 to 1.45 bar

Dispositif médical

Type: IH 25/2

Puissance: 230V; 50 Hz; 230 VA

Dimensions (LxH): 166 x 141 x 148 mm

Poids: approx. 1.4 kg

Garantie 5 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: 2 x 2

EAN no.: 4211125 60118 8

Item no.: 601.18



601.18\_IH26Kids\_2019-07-29\_01\_DS\_EN\_BEU Subject to errors and changes