

# MAGNUM XL

## MAGNETOTERAPIA

### 48 PROGRAMMI

8 Dolores – 10 Rehab - 10 Salud - 8 Rehab-Sport – 12 Estética

- **TIPO DI TERAPIA:** aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia
- **SOLENOIDE DE NUEVA GENERACION:** posibilidad de tratar las patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su especial solenoide nacido de la investigación Globus con la colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. Permite tanto el tratamiento de superficies extensas como la espalda, que las superficies pequeñas como la muñeca
- **48 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS**
- **1 PROGRAMA LIBRE**
- **POTENCIA GAUSS:** 0-125 Gauss de pico por canal (2 canales); 0-70 Gauss medios por canal (2 canales); Potencia regulable con step de 5
- **CANALES DE SALIDA:** 2 canales
- **FRECUENCIA REGULABLE:** de 5 a 200 Hz
- **ALIMENTACION:** red 220V
- **DIFUSORES en dotación:** 1 en tejido dimensiones alrededor de 30 x 10 cm. Este especial difusor, patentado, permite tanto la superposición como la opción del campo electromagnético
- **DIFUSORES opcionales:** en goma, higienizable, dimensiones 12,5 x 11,5 cm
- **DISPLAY:** un amplio y luminoso display gráfico permite la visualización de todos los parámetros, y la facilidad de comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar
- **APLICACIONES ESPECIFICAS**

ACCION ANTI ENVEJECIMIENTO TEJIDOS  
 TRATAMIENTOS PARA PATOLOGIAS VENOSAS  
 TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS  
 TRATAMIENTOS ORTOPEDICOS  
 TRATAMIENTOS GINECOLOGICOS  
 TRATAMIENTOS ZONA FACIAL  
 TRATAMIENTOS MUSCULARES  
 TRATAMIENTOS OSEO-TENDINOSOS



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 2 CANALES independientes  
 Intensidad: 125 Gauss de pico por canal; 70 Gauss de media por canal  
 Frecuencia regulable: 5-200 Hz step de 5  
 DutyCycle: 5-100% step de 5  
 Alimentación: a red 220V  
 Display gráfico de grandes dimensiones y sistema de navegación EASY-PRO con teclado joyypad  
 Dispositivo en Classe II tipo BF  
 Standard: EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4  
 Conforme a la directiva 93/42/CEE

### DOTACION

1 estuche  
 1 difusor Mórvido Flexible y Extensible (largo min. 30, max. 40 x ancho 10 cm)  
 1 unidad magnetoterapia Magnum XL  
 1 alimentador  
 1 manual de uso



# GLOBUS

# MAGNUM XL

## Lista de programas

### SALUD

Dermatitis  
Llagas y úlceras  
Hormigueo — manos calientes/frías  
Asma y bronquitis  
Disfunciones Ginecológicas  
Disturbios climaterio  
Impotencia sexual  
E. Reumáticas degenerativas e inflamatorias  
Osteopatía  
Rinitis y sinusitis

### REHAB-SPORT

Tendinitis  
Desgarros musculares  
Ematomas  
Contusiones  
Distorsión tobillo  
Meniscopatia rodilla  
Epicondilitis y bursitis del codo  
Periartritis escapulo humeral/lesiones  
hombro

### ESTETICA

Drenaje abdomen y miembros superiores  
Drenaje muslos - glúteos - caderas  
Celulitis abdomen y miembros superiores  
Celulitis muslos -glúteos - caderas  
Estados edematosos  
Tratamientos muslos y pies hinchados  
Tratamiento Reactivación  
Tratamiento Tonificación tejidos  
Acne  
Arrugas faciales  
Estrías  
Venas varicosas

### DOLOR

Cefalea  
Dolor de cabeza - migraña  
Dolor columna vertebral  
Lumbalgia  
Ciática

Dolores menstruales  
Gingivitis — dolor de muelas - estomatitis  
Dolores musculares

### REHAB

Artritis  
Artrrosis  
Artrrosis cervical  
Artrrosis mano  
Artrrosis lumbar —dolores de espalda  
Artrrosis cadera  
Fractura  
Retraso consolidación fractura  
Osteoporosis  
Tortícolis



# GLOBUS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Via Vittorio Veneto 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel (+39)0438.7933 - Fax (+39)0438.793363 - info@globuscorporation.com - www.globuscorporation.com